

Таблица №15

Дезинфекционные мероприятия при энтеровирусных инфекциях: полиомиелите, серозном менингите, эпидемической миалгии и др.

Объекты подлежащие обеззараживанию	Методы обеззараживания
1. Выделения больного (рвотные массы, кал, моча)	Засыпают сухим хлорсодержащим препаратом в соотношении 1:2, экспозиция 1 час
2. Посуда для выделений (горшки, баки ведра, тазы)	После опорожнения протирают щетками для унитазов и погружают в 3% хлорсодержащий дезраствор, экспозиция 1 час, после чего промывают.
3. Белье больного: простыни, полотенце наволочки, нательное и т. д., белье ухаживающих за больными.	Кипятят мыльно-моющим растворе в течение 15 мин с момента закипания. Загрязненное белье замачивают в 3% растворе хлорсодержащих препаратов на 2 часа.
4. Постельные принадлежности больного (одеяла, подушки, матрац, верхняя одежда)	Обеззараживают в дезинфекционной камере.
5. Посуда (чайная, столовая), игрушки.	Посуду очищают от остатков пищи и кипятят 15 мин. в мыльно-содовом растворе или другого моющего средства
6. Обеденные столы протирают ветошью с 3% раствором хлорсодержащих средств.	Протирают ветошью с 3% раствором хлорсодержащих средств.
7. Остатки пищи	Засыпают сухим хлорсодержащим препаратом в соотношении 1:5, экспозиция 1 час.
8. Помещения групп, палаты, предметы обстановки, коридор.	Проводится влажная уборка с применением моющих и дез средств не менее 2 раз.
9. Уборочный инвентарь	Замачивают в 3% хлорсодержащий раствор на 2 часа.