

Дезинфекционные мероприятия при грибковых заболеваниях (микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития, руброфития)

№ п/п	Объекты подлежащие обеззараживанию	Физические методы дезинфекции	химические методы дезинфекции	Концентрация	Количество препарата гр/л	Экспозиция
1	2	3	4	5	6	7
1	Бельё больного (постельное), чулки, носки, перчатки перевязочный материал, чехлы с мебели и т. п	Кипятить в течение 15 минут с момента закипания в 1% мыльно-содовом р-ре или любого моющего порошка.	Замачивать в одном из дезинфицирующих р-ров при норме расхода 4 литра на 1 кг белья;			
			1. лизол	5%		30 мин
			2. хлорамина	5%		
			3. Гипохлорид Са	2,5%		
2	Обувь, кожаные перчатки		Внутренние поверхности обуви, перчаток тщательно протереть ватным тампоном, обильно смоченным одним из дезинфицирующих р-ров:			
			1. Формалина	25%	620,0	120 мин
			2. Уксусной кислоты	120 мин	400,0	120 мин
			затем обувь, поместить в бумажный или полиэтиленовый мешок на 2 часа. После этого просушить и одновременно проветрить до исчезновения запаха дезинфектанта.			
3	Ванна (таз)	Тщательно промыть горячей водой с мылом, обдать кипятком.	Дно ванны залить одним из дезинфицирующих растворов:			
			1. Лизол	5%	50,0 мл	30 мин
			2. Осветленный р-р хлорной извести	5%	500,0 мл	2 часа
			Боковые поверхности протереть дезинфицирующим р-ром.			

№ п/п	Объекты подлежащие обеззараживанию	Физические методы дезинфекции	химические методы дезинфекции	Концентрация	Количество препарата гр/л	Экспозиция
-------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
4	Мочалки, расчески, губки, щетки, ножницы и др.	Кипятить в течение 15 минут с момента закипания в 1% мыльно-содовом р-ре или любого стирального порошка.	Изделия, не выдерживающие обеззараживания, погрузить в один из дезинфицирующих р-ров указанных в пункте №1			
5	Помещения и мебель	Мыть горячей водой с добавлением мыла или любых моющих средств. Мягкую мебель чистить ежедневно пылесосом с последующим обеззараживанием	Мыть используя р-р хлорамина 5%. После экспозиции проветривать помещение и производить уборку	5%	50,0	1 час
6	Игрушки	Ежедневно мыть теплой водой с мылом или кипятить (мягкие игрушки изъять)	Игрушки не выдерживающие обеззараживания, кипятить или дезинфицировать погружая в один из растворов в п. № 1			
7	Верхняя одежда, постельные принадлежности.	Проглаживать горячим утюгом через влажную ткань или чистить пылесосом.	Обеззараживание через дез. камеру			
8	Ветошь для уборки.	Кипятить в течение 15 мин, с момента закипания в 1% мыльно-содовом растворе или любого стирального порошка.	Обеззаразить погружением в один из дезинфицирующих растворов. В п.1			